

Strumento all-in-one per la misurazione di

- **Colesterolo Totale**
- **Colesterolo HDL e LDL**
- **Trigliceridi**
- **Emoglobina Totale**
- **Glucosio**

Sistema di misura: chimica secca con biosensori

Tipo di campione: sangue capillare

Sistema di prelievo: con capillari

Volume di campione: 15/7 µL

Conservazione: temperatura ambiente

Memoria: 1000 risultati

Stampante: opzionale



Performance Analitiche

Parametro	Colesterolo Totale	Trigliceridi	Colesterolo HDL	Emoglobina	Glucosio
Range di Misura	50 - 450 mg/dL	30 - 650 mg/dL	10 - 100 mg/dL	5 - 25 g/dL	20 - 600 mg/dL
Volume Campione	15 µL	15 µL	15 µL	7 µL	0,5 µL
Tempo di Analisi	< 120 secondi	< 150 secondi	< 120 secondi	5 secondi	5 secondi

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
MMD-1	Veri-Q Multi Meter - Multi Function monitoring system	-
MLS-2	Veri-Q Multi Lipid Test Strip - strisce reattive per il profilo lipidico	10
MCS-2	VERI-Q Multi CHOL(TC) Test Strip - strisce reattive per il colesterolo totale	10
MTS-2	VERI-Q Multi TG Test Strip - strisce reattive per i trigliceridi	10
MHS-2	VERI-Q Multi Hemoglobin Test Strip - strisce reattive per l'emoglobina totale	50
MGS-01A-01B	VERI-Q Glucose Test Strip - strisce reattive per il glucosio	50

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona
 Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481
 Email: info@minias.it