

# Sistema CHF200 V-Chek™



## CHF200 - V-Chek™

### Immunofluorescence Analyzer

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l'esecuzione di dosaggi quantitativi da prelievo capillare.

#### Esecuzione del test in tre semplici passaggi

1. Raccolta del sangue capillare
2. Miscelazione del sangue capillare con il reagente
3. Aggiunta della miscela sulla card reattiva

#### Caratteristiche Tecniche

- Sorgente di eccitazione a LED
- Interfaccia Touchscreen
- Stampante integrata
- Dimensioni: 280x280x170 mm
- Peso: 2 Kg



#### Test Disponibili:

- Infiammazione (test doppio CRP/hsCRP)
- Diabete (HbA1c)
- Gravidanza ( $\beta$ -HCG)
- Tiroide (TSH)
- COVID (Antigene 2019-nCoV)

#### Specifiche

- Kit da 25 test per kit
- Conservazione a temperatura ambiente
- Non necessita calibrazione
- Scadenza 2 anni dalla produzione

#### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
5084C4X025	C-reactive Protein (hsCRP&CRP) Rapid Test Kit	25
5257C4X025	Hemoglobin A1c (HbA1c) Rapid Test Kit	25
5014C4X025	$\beta$ -HCG Rapid Test Kit	25
5284C4X025	Thyroid-stimulating Hormone (TSH) Rapid Test Kit	25
0555C2X025	2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Immunocromatografico)	25
0625C4X025	2019-nCoV Ag Quantitative Test Kit (Immunofluorescenza)	25
CHF200001	V-Chek™ Immunofluorescence Analyzer	-

Distribuito in Italia da

**MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL**

Via Ancona 11R - 17100 Savona  
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481  
Email: info@minias.it