



MEDIFARMA

Life Care Solutions

CHI SIAMO

La Medifarma è una realtà calabrese con oltre 30 anni di esperienza nei Canali Farmaceutico ed Ospedaliero. L'esperienza commerciale, supportata da una particolare cura verso le relazioni umane, e l'orgoglio derivante dalla consapevolezza di voler raggiungere sempre nuovi traguardi sono il motore della nostra attività.

OBIETTIVI

Vogliamo contribuire, attraverso la partnership con i nostri clienti, ad affrontare al meglio i problemi della SALUTE. Per questo riteniamo di avere molta strada da percorrere.

PERCHÉ CREDERE IN NOI

Perché siamo disponibili a mettere a servizio, oltre la nostra esperienza, elementi di formazione e consulenza.

Perché siamo sempre in ascolto e disponibili a recepire utili consigli, nonché a pretendere la massima soddisfazione dai nostri Partner, anche tramite servizi di assistenza post vendita.

INDICE DEI CONTENUTI

- 6** Letti Ospedalieri
- 18** Letti Home Care
- 22** Letti Ortopedici
- 23** Lettini Visita
- 26** Materassi
- 27** Comodini/Tavolini
- 29** Poltrone Assistente
- 30** Arredo Ambulatorio
- 33** Barelle
- 34** Carrelli
- 36** Contenitori/Armadi

Testiera e pediera

Un insieme armonioso

Disponibili diversi design del pannello, facili da rimuovere e riparare, senza attrezzi. Dotato di tamponi che proteggono sia le pareti che il letto stesso durante i viaggi.

Piano materasso

Elevato confort del sonno

Con 4 diverse superfici per dormire tra cui scegliere. Acciaio profilato, sintetico termoformato, plastica sagomata.

Pannello di controllo


Controllo autonomo

Funzionale e maneggevole. Il controllo offre tutte le funzioni che consentono al paziente e al personale di scegliere in base alla posizione.

Sistema di regolazione dell'altezza

Prefetta stabilità

I bracci di sostegno regolabili in altezza garantiscono un'ottima stabilità del letto. Grazie allo speciale design (brevettato) il paziente può alzarsi più facilmente dal letto e ricevere cure.



Sponde laterali di protezione

La sicurezza non ha prezzo

Le sponde laterali ribaltabili in ABS offrono protezione al paziente su 2/3 del letto. Grazie allo speciale design, le sponde costituiscono la massima protezione per il paziente.




Partner perfetti

I letti e le loro parti accessorie sono prodotti con standard di qualità internazionali.







SERIE ICU

CRONO

Letto Elettrico MED-ICU1

Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2130mm
Larghezza esterna	1050mm
Altezza minima	350mm
Altezza massima	800mm
Base del materasso	1925x880mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Motori lineari	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote doppie da 5", Sistema di blocco centralizzato	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Sponda extra alta in ABS	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Testata del letto in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rete in PP, rimovibile e lavabile	9pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Tasca in PP all'interno della sponda per telefono o occhiali	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicatore angolo brevettato per schienale e posizioni Trendelenburg	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota paraurti da 100mm	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Gancio per sacca di drenaggio	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale freno centrale	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermamaterasso in ABS	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	CPR manuale	

Vantaggi



- Doppia regressione automatica
- Posizione pianale ribassata 350mm
- Piattaforma letto in PP, rimovibile e lavabile
- Testiera/pediera in PP, rilascio in un solo passaggio con blocco di sicurezza, design brevettato
- Sponda di sicurezza in PP con sistema di sblocco in due passaggi, design brevettato
- Posizione dello schienale a 30°, riduce la possibilità di infezioni polmonari
- Torcia led incorporata
- Utilizzabile per l'esaminazione con l'arco a C

Opzionale

- CPR elettrico
- Sistema di pesatura
- Estensione del letto da 20cm
- Batteria di back-up
- Pannello di controllo
- Pulsante arresto d'emergenza
- Seduta Cardiologica
- Funzione ruote direzionali
- 5ª e 6ª sponda extra per una totale protezione
- Asta sollevamento
- Struttura balcanica
- Portabiancheria

ELIO

Letto Elettrico MED-EL-ABS



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2130mm
Larghezza esterna	1050mm
Altezza minima	360mm
Altezza massima	800mm
Piano materasso	1925x880mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica


<input checked="" type="checkbox"/>	Motori lineari	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote doppie da 5", sistema di blocco centralizzato	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Sponde in ABS con altezza extra	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rete in PP, rimovibile e lavabile	9pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Tasca in PP all'interno della sponda per telefono o occhiali	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicatore angolo brevettato per schienale e posizioni	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Trendelenburg	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota paraurti da 100mm	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione asta infusione	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Gancio per sacca di drenaggio	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale freno centralizzato	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ferma materasso in ABS	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller manuale	1pz

Opzionale

<input type="checkbox"/>	CPR manuale
<input type="checkbox"/>	CPR elettrico
<input type="checkbox"/>	Estensione del letto di 20 cm
<input type="checkbox"/>	Batteria di back-up
<input type="checkbox"/>	Pannello di controllo
<input type="checkbox"/>	Pulsante arresto d'emergenza
<input type="checkbox"/>	Funzione ruote direzionali
<input type="checkbox"/>	5a e 6a sponda extra per una totale protezione
<input type="checkbox"/>	Asta di sollevamento
<input type="checkbox"/>	Struttura balcanica

SELENE

Letto Elettrico MED-EL-SC



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2130mm
Larghezza esterna	1015mm
Altezza minima	365mm
Altezza massima	805mm
Piano materasso	1925x880mm
Carico di lavoro sicuro	250kg


Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Motori lineari	3pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote coperte da 5" con freno	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Sponda pieghevole ProErgo-Handle™	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rete in PP, rimovibile e lavabile	9pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota paraurti da 100mm	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Gancio per sacca di drenaggio	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ferma materasso in ABS	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller manuale	1pz

Opzionale

<input type="checkbox"/>	CPR manuale
<input type="checkbox"/>	CPR elettrico
<input type="checkbox"/>	Estensione del letto di 20 cm
<input type="checkbox"/>	Batteria d'emergenza
<input type="checkbox"/>	Pannello di controllo
<input type="checkbox"/>	Pulsante arresto d'emergenza
<input type="checkbox"/>	Funzione ruote direzionali
<input type="checkbox"/>	Asta di sollevamento
<input type="checkbox"/>	Struttura balcanica





POSEIDONE

Letto Elettrico MED-ICU4

Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2170mm
Larghezza esterna	1065mm
Altezza minima	435mm
Altezza massima	725mm
Piano materasso	1925x900mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Opzionale


- CPR manuale
- CPR elettrico
- Sistema di pesatura
- Batteria d'emergenza
- Piano rete traslucido ai raggi X
- Asta di sollevamento
- Struttura di trazione balcanica
- Ruota direzionale

Configurazione tecnica

- Motori lineari 4pz
- Ruote doppie da 5", sistema di blocco centralizzato 4pz
- Sponde in ABS con extra altezza 1set
- Testiera/pediera in ABS con pannello di controllo integrato 1set
- Asta infusione 1set
- Predisposizione asta infusione 4pz
- Gancio per sacca di drenaggio 2pz
- Pedale freno centralizzato 2pz

ARES

Letto Elettrico MED-AR-E-ABS



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2170mm
Larghezza esterna	1060mm
Altezza minima	435mm
Altezza massima	745mm
Piano materasso	1925x900mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Motori lineari	3pz
<input checked="" type="checkbox"/> Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote rigide da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde in ABS con extra altezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	2pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> CPR manuale
<input type="checkbox"/> CPR elettrico
<input type="checkbox"/> Batteria d'emergenza
<input type="checkbox"/> Piano rete traslucido ai raggi X
<input type="checkbox"/> Asta di sollevamento
<input type="checkbox"/> Struttura di trazione balcanica
<input type="checkbox"/> Ruota direzionale

ERMES

Letto Manuale MED-ER-M-SC



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2180mm
Larghezza esterna	960mm
Altezza minima	460mm
Altezza massima	710mm
Piano materasso	1925x880mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Manovelle	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote rigide da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponda pieghevole ProErgo-Handle™	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	2pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> Asta di sollevamento
<input type="checkbox"/> Struttura di trazione balcanica
<input type="checkbox"/> Ruota direzionale





SERIE ICU

APOLLO

Letto Elettrico MED-AP-E-SC

Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2110mm
Larghezza esterna	960mm
Altezza minima	400mm
Altezza massima	710mm
Piano materasso	1925x820mm
Carico di lavoro sicuro	135kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Motori lineari	3pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote coperte da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde pieghevole	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ferma materasso in ABS	2pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> Batteria d'emergenza
<input type="checkbox"/> CPR manuale
<input type="checkbox"/> Asta di sollevamento
<input type="checkbox"/> Ruota direzionale

ZEFIRO

Letto Manuale MED-ZE-M-SC



Parametri Tecnici


Lunghezza esterna	2110mm
Larghezza esterna	960mm
Altezza minima	400mm
Altezza massima	710mm
Piano materasso	1925x20mm
Carico di lavoro sicuro	135kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Manovelle	3pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote coperte da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde pieghevole	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ferma materasso in ABS	2pz

NOTO

Letto Manuale MED-NO-M-SC



Parametri Tecnici


Lunghezza esterna	2110mm
Larghezza esterna	960mm
Altezza	490mm
Piano materasso	1925x820mm
Carico di lavoro sicuro	135kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Manovelle	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote coperte da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde pieghevole	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ferma materasso in ABS	2pz

BOREA

Letto Manuale



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2110mm
Larghezza esterna	960mm
Altezza	500mm
Piano materasso	1890x830mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Manovella	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote coperte da 5"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde pieghevole	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Gancio per sacca di drenaggio	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ferma materasso in ABS	2pz



RHEGION

Letto Elettrico MED-RE-E-HC



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2170mm
Larghezza esterna	1000mm
Altezza minima	335mm
Altezza massima	725mm
Carico di lavoro sicuro	200kg

Configurazione tecnica


<input checked="" type="checkbox"/> Motori lineari TIMotion	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote silenziose da 4", freni sulla diagonale	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponda in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera del letto in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Piano rete in acciaio verniciato a polveri epossidiche	4 pz
<input checked="" type="checkbox"/> Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta sollevamento	2pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> Sponde in alluminio verniciato
<input type="checkbox"/> Asta sollevamento
<input type="checkbox"/> Finiture legno colorate

MEDMA

Letto Manuale MED-ME-M-HC



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2080mm
Larghezza esterna	1000mm
Altezza	450mm
Carico di lavoro sicuro	240kg

Configurazione tecnica


<input checked="" type="checkbox"/> Manovelle	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Piedi con puntale in gomma	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde in alluminio verniciato	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera del letto in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Piano rete in doghe di legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> Piano rete in acciaio verniciato a polveri epossidiche
<input type="checkbox"/> Ruote con freno in diagonale
<input type="checkbox"/> Asta infusione
<input type="checkbox"/> Finiture legno colorate

KAULON

Letto Elettrico MED-KA-E-HC



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2060mm
Larghezza esterna	1000mm
Altezza minima	340mm
Altezza massima	630mm
Carico di lavoro sicuro	240kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Motori lineari	3pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote silenziose da 4", freni sulla diagonale	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sponde in alluminio verniciato ribaltabili a 6 colonne	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Testiera/pediera del letto in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Pannelli laterali del letto in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Piano rete in acciaio verniciato a polveri epossidiche	4 pz
<input checked="" type="checkbox"/> Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione asta infusione	4pz

Opzionale

<input type="checkbox"/> Sponde a lunghezza piena in alluminio verniciato
<input type="checkbox"/> Testiera/pediera in diverse forme
<input type="checkbox"/> Asta infusione
<input type="checkbox"/> Finiture legno colorate

ELETTRA

Letto ortopedico elettrico per trazione MED-EL-E-ORTO-ABS



Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	2250mm
Larghezza esterna	1060mm
Altezza minima	435mm
Altezza massima	725mm
Piano materasso	1935x900mm
Carico di lavoro sicuro	250kg

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Motori lineari	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote doppie da 5", sistema di blocco centralizzato	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Sponde pieghevole con indicatore angolo di inclinazione	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Testiera/pediera in ABS con chiusura di sicurezza	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Asta infusione	1set
<input checked="" type="checkbox"/>	Predisposizione asta infusione	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Gancio per sacca di drenaggio	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale freno centralizzato	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Telaio balcánico in alluminio	1set

ERACLE

Lettino Visita Pediatrico MED-ER-LETPED




Parametri Tecnici

Lunghezza esterna	1800mm
Larghezza esterna	650mm
Altezza	830mm

ES5

Lettino visita MED-ES5-M



Parametri Tecnici

Lunghezza	1900mm
Larghezza	600mm
Altezza	680mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Piedini in gomma antiscivolo	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Leva meccanica per regolare lo scienalea	1set

ES7

Letto elettrico da esame MED-ES7-E



Parametri Tecnici


Lunghezza	1810mm
Larghezza	680mm
Altezza minima	480mm
Altezza massima	850mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Cuscino	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Motore	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Leva meccanica per regolare lo schienale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote da 2"	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Portarotolo	1pz

ES9

Letto elettrico da esame MED-ES9-E



Parametri Tecnici


Lunghezza	1970mm
Larghezza	690mm
Altezza minima	530mm
Altezza massima	970mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/>	Cuscino	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Motore	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Molla a gas	2pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruote da 4"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller manuale	1pz
<input checked="" type="checkbox"/>	Portarotolo	1pz

AFRODITE

Lettino visita



Parametri Tecnici


Lunghezza	1840mm
Larghezza	600mm
Altezza	800mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Cassetto	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Sgabello	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Pedana retrattile	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Vano porta oggetti	pz
<input checked="" type="checkbox"/> Portarotolo	pz

MATERASSO

MEMORY - MED-MAT-MEM



Schiuma ad alta densità

Memory foam

MATERASSO

AIR



Rivestimento in TPU

Traspirante Impermeabile

schiuma sezionabile

MATERASSO

AIR-4



Rivestimento in PU

Traspirante Impermeabile

ABS001
Comodino in ABS
470x470x750mm (LXPXH)



ABS001-R
Comodino in ABS
470x470x790mm (LXPXH)



ABS001-AC
Comodino in ABS con piano in acciaio
480x480x760mm (LXPXH)



ABS002
Comodino in ABS
480x480x870mm (LXPXH)



STEEL-2
Comodino in acciaio inossidabile
475x390x780mm (LXPXH)



STEEL-1
Comodino in acciaio
495x400x790mm (LXPXH)



ELEGANCE-1
Comodino in ABS e acciaio
500x510x705mm (LXPXH)



ELEGANCE-2
Comodino in ABS e acciaio
500x575x750mm (LXPXH)
480x460x760mm (LXPXH)



ELEGANCE-3
Comodino in resina fenolica con piano servitore
510x480x750mm (LXPXH)
Altezza massima avolino: 950mm



CLASSIC-1
Comodino in legno massello
500x430x650mm (LXPXH)



CLASSIC-2
Comodino anta + cassetto + ripiano
450x480x760mm (LXPXH)



CLASSIC-3
Comodino 2 Cassetti
400x450x650mm (LXPXH)



ELEGANCE-4

Comodino in resina fenolica

475x485x810mm (LXPXH)



CARR10

Carrello servitore accoppiabile a comodino elegance-4



Parametri Tecnici

800x395x855 - 155mm

Configurazione tecnica

- Molla ad aria per regolare l'altezza
- Ripiano in resina fenolica

CARR06

Carrello servitore



Parametri Tecnici

890x440x765 - 1050mm

Configurazione tecnica

- Molla ad aria per regolare l'altezza
- Piano in ABS con porta bicchiere

CARR08



Parametri Tecnici

890x400x895 - 195mm

Configurazione tecnica

- Molla ad aria per regolare l'altezza
- Piano in ABS con porta bicchiere e maniglia di spinta

CARR04



Parametri Tecnici

800x410x730 - 1130mm

Configurazione tecnica

- Molla ad aria per regolare l'altezza

CARR02

Tavolo da pranzo telescopico



Parametri Tecnici

870x1020x350 - 28mm

Configurazione tecnica

- Ganci

CORT

Sedia per assistente

Parametri Tecnici

Dimensione seduta	640x720x940mm
Dimensione letto	649x1900x420mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Braccioli	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote da 2"	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote da 3"	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Piedini antiscivolo	4pz
<input checked="" type="checkbox"/> Cuscino	1pz



CORTLUX

Sedia assistente luxury

Parametri Tecnici

Dimensione seduta	710x760x950mm
Dimensione letto	710x1940x420mm

Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Braccioli in legno	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Ruote da 2"	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Piedini antiscivolo	2pz
<input checked="" type="checkbox"/> Cuscino	1pz



ORIONE

Divano per assistente POL2P

Dimensione seduta

1350x900x650mm

Dimensione letto

1900x1350x500mm



ANTEROS

Poltrona per assistente POL1P

Dimensione seduta

900x900x650mm

Dimensione letto

1900x900x500mm





SCRIVANIA

Misure: 1800x800x750mm

**CASSETTIERA**

Misure: 800x400x650mm

**TAVOLINO**

Misure: ø800x750mm

**ARMADIO ARCHIVIO**

Misure: 900x400x1800mm

**SEDIA UFFICIO
SED709**Tessuto in rete di nylon
Misure: 480x430x460-560mm**SEDIA UFFICIO
SED7109**Schienale della sedia in rete di alta qualità
con spugna riciclata, braccioli in plastica
Misure: 480x470x900mm**SCALETTA A
DUE GRADINI**

Misure: 490x405x170/340mm

**PARAVENTO IN
ACCIAIO
INOSSIDABILE**

Misure: 2000x1870mm

**TENDA****BINARIO****ASTA
PORTA FLEBO**

Misure: 500x490x1310-2170mm

**ASTA
PORTA FLEBO**

Misure: ø500x1350-2250mm

**CESTINO
GETTACARTE**

12L

**SECCHIO
CON RUOTE**

Misure: ø400xø300x165x14L



14L

SED052

Sedia ufficio

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Seduta e schienale realizzati con tessuti elastici
Misure: 480x470x780mm



SED711

Sedia ufficio

Schienale della sedia in rete di alta qualità
con spugna riciclata, braccioli in plastica
Misure: 500x490x500-600mm



SED712

Sedia ufficio

Schienale della sedia in rete di alta qualità
con spugna riciclata, braccioli in plastica
Misure: 500x400x1000mm



SED802

Sedia dentista

Struttura cromata con seduta in poliuretano
espanso
Misure: Ø350x450-560mm



SED015-2

Sgabello

Struttura cromata con piano del sedile in schiuma PU
Misure: Ø340x490-680mm



SED801

Sgabello

Base in acciaio inossidabile del sedile in schiuma PU
in pelle PU; sedile in spugna ad alta densità.
Misure: Ø340x490-630mm



SED015-5

Sgabello

Struttura cromata in pelle PU; sedile in spugna ad
alta densità
Misure: Ø330x445-575mm



SED013

Sgabello

Struttura cromata con piano del sedile in schiuma PU
Misure: Ø330x445-575mm



SEDIE D'ATTESA

SED008-1

Seduta verniciata a polveri epossidiche

1780x740x800mm (LXPXH)



SED008

Seduta in acciaio cromato

1800x740x800mm (LXPXH)



SED006-1

Seduta in PVC

1655x675x870mm (LXPXH)



SED006-2

Seduta in PU

1765x675x905mm (LXPXH)



EMERGENZA-1

EM-1




Configurazione tecnica

Dimensione intera	1900x500x920mm
Dimensione minima	1900x550x260mm
Schienale	70°
Peso netto	36.8kg
Portata	159kg

EMERGENZA-2

EM-2




Configurazione tecnica

Dimensione intera	1950x500x870mm
Dimensione minima	1950x550x230mm
Schienale	70°
Peso netto	40kg
Portata	159kg

BARELLA-1

BAR-1

Dimensioni: 1960x700x620-860mm



BARELLA-2

BAR-2

Dimensioni: 1960x700x620-900mm



CAREM-1

Carrello emergenza

Dimensioni: 750x475x920mm



Configurazione tecnica

<input checked="" type="checkbox"/> Ripiano per defibrillatore	1pz	<input checked="" type="checkbox"/> Asta infusione	1pz	<input checked="" type="checkbox"/> Blocco centrale	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Ripiano laterale scorrevole	1pz	<input checked="" type="checkbox"/> Tavola CPR	1pz	<input checked="" type="checkbox"/> Porta cartelle	1pz
<input checked="" type="checkbox"/> Contenitore rifiuti taglienti	1pz	<input checked="" type="checkbox"/> Porta bombola ossigeno	1pz		
<input checked="" type="checkbox"/> Cestini rifiuti	2pz	<input checked="" type="checkbox"/> Presa elettrica	1pz		

CARMED-1

Carrello medicinali
Dimensioni: 750x480x920mm
850x520x950mm

**CAREM-2**

Carrello emergenza
Dimensioni: 625x475x930mm

**CARAN-1**

Carrello anestesia
Dimensioni: 625x475x930mm

**CARMED-2**

Carrello medicinali
Dimensioni: 625x475x930mm

**CARCLI-1**

Carrello clinico
Dimensioni: 625x475x920mm

**CARABS-1**

Carrello in ABS
Dimensioni: 730x480x900mm

**CARABS-2**

Carrello in ABS
Dimensioni: 539x366x845mm
640x456x845mm
760x520x845mm

**CARABS-3**

Carrello in ABS
Dimensioni: 539x366x855mm

**CARMED-3**

Carrello medicinali
Dimensioni: 650x492x1040mm

**CAREM-3**

Carrello emergenza
Dimensioni: 750x530x1050mm

**CARAN-2**

Carrello anestesia
Dimensioni: 750x475x930mm

**CARTRATT-1**

Carrello trattamenti
Dimensioni: 750x475x920mm

**CARCLI-2**

Carrello clinico
Dimensioni: 775x635x910mm

**CARCLI-3**

Carrello clinico
Dimensioni: 775x630x1080mm

**LAV-1**

Carrello biancheria
Dimensioni: 800x600x840mm

**LAV-2**

Carrello biancheria
Dimensioni: 800x600x840mm



CARSTR-1
Carrello strumenti

Dimensioni: 670x450x900mm



CARTRATT-2
Carrello trattamenti

Dimensioni: 670x450x900mm



CARSTR-2
Carrello strumenti

Dimensioni: 670x450x900mm



CARTRATT-3
Carrello trattamenti

Dimensioni: 460x460x860mm



CARSTR-3
Carrello porta strumenti a ventaglio

Dimensioni L: 1550x460x900mm
M: 1400x460x900mm
S: 1200x460x900mm



CAREM-4
Carrello emergenza

Dimensioni: 700x400x850mm



TABST
Tavolo in acciaio

Dimensioni: 1800x700x800mm



CAROX
Carrello portabombola

Dimensioni: 1435x360x1040mm



LAVCHIR
Lavello in acciaio inox

Dimensioni: 1200(L)x600(P)x1100(H)mm
Varie configurazioni disponibili



LAVST
Lavamani

Dimensioni: Ø500x810-1300mm



CARSTR-4
Carrello strumenti

Dimensioni: 500x350x810-1300mm



INOX-1**Serbatoio in acciaio inox**

Ø170mm Ø200mm Ø230mm
Ø260mm Ø300mm

**INOX-2****Porta garza in acciaio inox**

Ø80x80mm Ø90x90mm
Ø100x100mm Ø120x120mm
Ø141x126mm Ø160x154mm

**INOX-3****Vassoio di sterilizzazione in acciaio inox**

Senza fori:	Con fori:
150x100x45mm	150x100x45mm
200x110x45mm	200x110x45mm
250x160x45mm	250x160x45mm
300x200x50mm	300x200x50mm

**INOX-4****Vassoio in acciaio inox**

300x200x48mm	350x250x48mm
400x300x48mm	450x300x48mm
350x500x48mm	

**INOX-5****Sterilizzatore a raggi gamma in acciaio inox**

Misure: 77 Fori 105 Fori

**INOX-6****Ciotola in acciaio inox**

Ø180mm Ø200mm Ø220mm
Ø240mm Ø260mm Ø280mm

**INOX-7****Bacinella renale in acciaio inox**

Bassa:	Alta:
L 204x130mm	L 243x125mm
M 190x116mm	M 203x102mm
S 178x104mm	S 165x80mm

**INOX-8****Cilindro per sterilizzazione in acciaio inox**

Ø50x103mm Ø50x93mm Ø50x83mm Ø50x53mm
Ø44x40mm Ø50x50mm

**INOX-9****Contenitore per ammollo pinze / Misurino / Secchio per clistere in acciaio inox**

Misurino:	Secchio per clistere:
1L Ø100x150mm	1L Ø100x150mm
2L Ø130x190mm	2L Ø130x190mm

**INOX-10****Contenitore per pinze in acciaio inox**

Ø80x198mm	Ø80x200mm
Ø64x158mm	Ø64x160mm
Ø45x113mm	Ø45x113mm



ARM-1

Armadietto metallico

Misure: 900x400x750mm



ARM-2

Armadietto metallico

Misure: 900x400x1500mm



ARM-3

Armadietto metallico

Misure: 900x400x1800mm



ARM-4

Armadietto metallico con vetrina

Misure: 900x400x1800mm



ARM-4C

Armadietto metallico con vetrina e 2 cassetti

Misure: 900x400x1800mm



GUARD-2P

Armadio guardaroba

Misure: 900x500x1800mm



GUARD-3P

Armadio guardaroba

Misure: 900x500x1800mm



GUARD-4P

Armadio spogliatoio

Misure: 900x500x1800mm



GUARD-6P

Armadio spogliatoio


Misure: 900x500x1800mm



GUARD-9P

Armadio spogliatoio

Misure: 900x500x1800mm





📍 Trav. Seconda C.da Lagani, 27 - 89134 Reggio Calabria

☎ (+39) 0965 63 60 50 / (+39) 320 47 77 647

✉ info@medifarmac.it

🌐 <http://www.medifarmac.it/>