
PRODOTTI
OSPEDALIERI



DIABETE
VENIPUNTURA

È facile con Pic!



DIABETE



È facile con Pic!

Diabete sicurezza e prevenzione

Safe • Block

AGHI PENNA DI SICUREZZA

Gli esclusivi e pratici aghi penna di sicurezza **Safe Block** sono stati sviluppati per aiutare a ridurre i rischi biologici durante la terapia insulinica.

Con un sistema di sicurezza efficace e sicuro prima e dopo l'uso, per la migliore **protezione durante la terapia** senza dover modificare la consueta procedura.

L'ago viene bloccato automaticamente dopo l'uso e trattenuto al sicuro dietro una schermatura, per impedirne un'esposizione accidentale. **Conferma del blocco:** quando l'ago è bloccato compare una striscia rossa.

Caratteristica di sicurezza e prevenzione da lesioni da taglio. 2 lunghezze dell'ago, 31G x 6 mm, 31G x 8 mm, per soddisfare le singole esigenze.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 022910 031 060	SAFEBLOCK 6 mm G31 - 0,25 mm - 100 PZ	20 scatole
02 022910 031 080	SAFEBLOCK 8 mm G31 - 0,25 mm - 100 PZ	20 scatole

Safe • Digitest™ Safe • Digitest™ PLUS

LANCETTE PUNGIDITO DI SICUREZZA

Queste esclusive e pratiche lancette **Safe Digitest™** e **Safe Digitest™ Plus** sono state sviluppate per aiutare a limitare i rischi di esposizione al sangue durante il monitoraggio della glicemia.

Con un sistema di sicurezza che aiuta a impedire un contatto accidentale con l'operatore. Disponibili in 2 versioni: **Safe Digitest™ con attivazione a contatto** e **Safe Digitest™ Plus con attivazione a pulsante**.

Con un meccanismo di retrazione dell'ago progettato per impedire punture accidentali prima e dopo l'uso.

Alloggiamento dell'ago completamente chiuso, per impedire lesioni da taglio, un **cappuccio protettivo lungo**, per una facile rimozione e per assicurare la sicurezza dell'ago.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 047100 000 300	SAFE DIGITEST G30 - 1,2 mm - 100 PZ	20 scatole
02 047100 000 250	SAFE DIGITEST G25 - 1,5 mm - 100 PZ	20 scatole
02 047100 000 210	SAFE DIGITEST G21 - 1,8 mm - 100 PZ	20 scatole
02 047100 001 210	SAFE DIGITEST G21 - 2,4 mm - 100 PZ	20 scatole

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 046100 000 280	SSAFE DIGITEST PLUS G28 - 1,5 mm - 100 PZ	20 scatole
02 046100 000 230	SAFE DIGITEST PLUS G23 - 1,8 mm - 100 PZ	20 scatole

Pic Safe Gluco Monitor™

GLUCOMETRO PROFESSIONALE

Dispositivo per la misurazione glicemica di semplice utilizzo, per automonitoraggio uso professionale.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 056000 100 000	Pic Safe Gluco Monitor™	3 cn



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 056000 200 100	Strisce reattive	50 pezzi
02 056000 200 200	Strisce reattive	25 pezzi
02 056000 200 300	Strisce reattive	10 pezzi

Digitest

DISPOSITIVO PUNGIDITO

Dispositivo pungidito con 6 impostazioni di profondità progettato per offrire un maggiore beneficio grazie a vibrazioni ridotte e la possibilità di usarlo anche su siti alternativi.

Per l'auto-controllo della glicemia. Usare con lancette per il prelievo del sangue capillare. Profondità regolabile. Facile da usare. Compatibile con tutte le lancette più comunemente utilizzate e disponibili in commercio. Foglietto di istruzioni nella confezione.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 044030 040 000	Digitest - Dispositivo pungidito	6 scatole

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 044100 000 000	Lancette sterili 30G 200 pz.	6 scatole

PRONTODigitest

LANCETTE CON TAMPONCINI

Lancette 30G, 32G e 33G e tamponcini grandi ed ultra assorbenti, insieme per un pratico e facile controllo della glicemia. Lancette compatibili con i più comuni pungidito presenti in commercio. Nel pratico ed esclusivo dispenser.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 044025 000 000	25 lancette + 25 tamponcini G30	10 cn
02 044025 000 200	25 lancette + 25 tamponcini G32	10 cn
02 044025 000 300	25 lancette + 25 tamponcini G33	10 cn



Insieme. Lancette pungidito e tamponcini assorbenti per effettuare l'operazione di digitopuntura con estrema praticità e facilità, favorendo nello stesso tempo la massima igiene del gesto e permettendo la completa pulizia del sangue in eccesso.

Insumed

SIRINGHE PER INSULINA

Siringhe spazio-zero per la terapia insulinica più tradizionale.
Sterili, monouso, apirogene, atossiche con ago direttamente innestato sulla siringa.



MADE IN ITALY



Scala graduata in unità di insulina.

Incremento:

0,3 ml – 1/2 unità

0,5 ml – 1 unità

1 ml – 2 unità

LENTE DI INGRANDIMENTO



In ogni confezione un'esclusiva lente di ingrandimento per un dosaggio di assoluta precisione.



CODICE	DIAMETRO AGO	CAPACITÀ SIRINGA	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 022725 030 150	31G - 8 mm	Insumed 0,3 ml ●	40 cn
02 022720 030 150	30G - 8 mm	Insumed 0,3 ml ●	40 cn
02 022722 050 150	31G - 8 mm	Insumed 0,5 ml ●	40 cn
02 022721 050 150	30G - 8 mm	Insumed 0,5 ml ●	40 cn
02 022723 050 150	29G - 12,7 mm	Insumed 0,5 ml ●	40 cn
02 022726 100 150	30G - 8 mm	Insumed 1 ml ●	40 cn
02 022727 100 150	30G - 12,7 mm	Insumed 1 ml ●	40 cn

Insupen

EXTR 3 ME

AGHI PER PENNA DA INSULINA

Assortimento di aghi penna per la terapia sottocutanea completo in termini di diametri e lunghezze. Sterili, apirogeni, atossici, autoprotetti. Conformi alla Norma Europea UNI EN ISO 11608-2:2012 sulla compatibilità. Grazie alle pareti dell'ago più sottili, il diametro interno è maggiore per assicurare un flusso ottimale.



MADE IN ITALY



CODICE	DIAMETRO AGO	LUNGHEZZA AGO	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 002266 010 000	34G - 0,18 mm	3,5 mm ●	12 cn
02 002263 000 000	33G - 0,20 mm	4 mm ●	12 cn
02 002261 000 000	32G - 0,23 mm	4 mm ●	12 cn
02 022983 000 000	32G - 0,23 mm	6 mm ●	12 cn
02 022984 000 000	32G - 0,23 mm	8 mm ●	12 cn
02 022902 000 000	31G - 0,25 mm	5 mm ●	12 cn
02 022989 000 020	31G - 0,25 mm	6 mm ●	12 cn
02 022990 000 020	31G - 0,25 mm	8 mm ●	12 cn
02 022987 000 000	30G - 0,30 mm	8 mm ●	12 cn
02 022988 000 000	29G - 0,33 mm	12 mm ●	12 cn

Pic Gluco·Test

GLUCOMETRO E STRISCE

Kit Pic GlucoTest completo e pratico, contenuto in una piccola pochette da portare ovunque, per una misurazione glicemica facile e veloce. In soli 5 secondi il risultato è accurato e preciso.



Il kit contiene:

- un glucometro
- 10 strisce
- 1 penna pungidito
- 5 lancette 30G
- 5 lancette 32G (più sottili)



DIABETE

DESCRIZIONE PRODOTTO

<p>Pic Gluco·Test Kit Pic GlucoTest</p>	<p>Pic Gluco·Test Strisce 50 pcs per la misurazione della glicemia</p>	<p>Pic Gluco·Test Strisce 25 pcs per la misurazione della glicemia</p>
---	--	--

UNITÀ DI CONFEZIONE

4 cn	10 cn	10 cn
------	-------	-------

CODICE PRODOTTO

02 054000 100 000	02 054000 200 100	02 054000 200 200
-------------------	-------------------	-------------------



È facile con Pic!



La tecnologia che contrasta il rischio biologico.

Una linea di soluzioni innovative, efficaci e semplici il cui utilizzo assicura la massima sicurezza.


Mirage Smartsafe



Ago a farfalla con sistema di sicurezza SmartSafe. Sterile, monouso, in blister singolo "Peel Pack" con cono Luer Lock rigido. Tubo 300 mm. Codice colore internazionale.

Utilizzo: accesso venoso periferico a scopo terapeutico, prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico.

SET AGO A FARFALLA DI SICUREZZA



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA	SCATOLA
02 044019 500 510	G19 - 1,10 x 20 mm	50 pz.	10 unità
02 044021 500 510	G21 - 0,80 x 20 mm	50 pz.	10 unità
02 044022 500 510	G22 - 0,70 x 20 mm	50 pz.	10 unità
02 044023 500 510	G23 - 0,60 x 20 mm	50 pz.	10 unità
02 044025 500 510	G25 - 0,50 x 20 mm	50 pz.	10 unità


VacuMirage Smartsafe



AGO A FARFALLA CON SISTEMA DI SICUREZZA SMARTSAFE, ADATTATORE LUER PREASSEMBLATO


Disponibile con e senza camicia, sterile, monouso, non pirogenico, non tossico, per prelievi ematici multipli durante l'esecuzione di un singolo accesso venoso periferico. Codice colore internazionale.

Utilizzo: Accesso venoso periferico per il prelievo ematico a scopo diagnostico.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044025 180 600	G25 – 0,50 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	50 pz.	10 unità
02 044025 300 600	G25 – 0,50 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	50 pz.	10 unità
02 044023 180 600	G23 – 0,60 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	50 pz.	10 unità
02 044023 300 600	G23 – 0,60 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	50 pz.	10 unità
02 044021 180 600	G21 – 0,80 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	50 pz.	10 unità
02 044021 300 600	G21 – 0,80 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	50 pz.	10 unità

AGO A FARFALLA CON SISTEMA DI SICUREZZA SMARTSAFE, ADATTATORE LUER PREASSEMBLATO E CAMICIA



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044025 180 700	G25 – 0,50 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	25 pz.	20 unità
02 044025 300 700	G25 – 0,50 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	25 pz.	20 unità
02 044023 180 700	G23 – 0,60 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	25 pz.	20 unità
02 044023 300 700	G23 – 0,60 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	25 pz.	20 unità
02 044021 180 700	G21 – 0,80 x 20 mm lunghezza tubo 18 cm	25 pz.	20 unità
02 044021 300 700	G21 – 0,80 x 20 mm lunghezza tubo 30 cm	25 pz.	20 unità

ADATTATORE LUER E CAMICIA



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044010 000 600	Adattatore Luer	100 pezzi	20 unità
02 044020 000 600	Camicia	100 pezzi	20 unità



Venopic 1 SmartSafe

CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA - MONOVIA

L'ago cannula di sicurezza per accesso endovenoso periferico, chiamato anche "catetere intravenoso di sicurezza", utilizza la tecnologia SmartSafe Technology di Pic.

Utilizzo: accesso venoso periferico monovia a breve termine (fino a 3 giorni) a scopo terapeutico/prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044015 140 500	PUR G14 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 160 500	PUR G16 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 180 500	PUR G18 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 180 510	PUR G18 x 32 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 200 500	PUR G20 x 32 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 220 500	PUR G22 x 25 mm	50 pz.	10 unità
02 044015 240 500	PUR G24 x 19 mm	50 pz.	10 unità



Venopic 2 SmartSafe

CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA A DUE VIE

L'ago cannula di sicurezza per accesso endovenoso periferico, chiamato anche "catetere intravenoso di sicurezza", utilizza la tecnologia SmartSafe Technology di Pic. Sterile, monouso, a due vie.

Utilizzo: accesso venoso periferico a breve termine (fino a 3 giorni) a scopo terapeutico/prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044016 140 500	PUR G14 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 160 500	PUR G16 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 170 500	PUR G17 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 180 500	PUR G18 x 45 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 180 510	PUR G18 x 32 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 200 500	PUR G20 x 32 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 200 510	PUR G20 x 25 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 220 500	PUR G22 x 25 mm	50 pz.	10 unità
02 044016 240 500	PUR G24 x 19 mm	50 pz.	10 unità

B-Block SmartSafe



CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA - A DUE VIE (SENZA VALVOLA NEEDLELESS)

Catetere intravenoso di sicurezza con sistema chiuso. È un sistema tutto-in-uno avanzato che, grazie alla tecnologia SmartSafe, assicura una duplice protezione: da punture accidentali e da contatto ematico.

Utilizzo: per l'infusione di fluidi terapeutici o per il prelievo di sangue.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044119 240 550	G24 x 19 mm	25 pz.	4 unità
02 044119 220 550	G22 x 19 mm	25 pz.	4 unità
02 044125 220 550	G22 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044125 200 550	G20 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044132 200 550	G20 x 32 mm	25 pz.	4 unità
02 044145 200 550	G20 x 45 mm	25 pz.	4 unità
02 044125 180 550	G18 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044132 180 550	G18 x 32 mm	25 pz.	4 unità
02 044145 180 550	G18 x 45 mm	25 pz.	4 unità

CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA A DUE VIE CON VALVOLA NEEDLELESS



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044219 240 550	G24 x 19 mm	25 pz.	4 unità
02 044219 220 550	G22 x 19 mm	25 pz.	4 unità
02 044225 220 550	G22 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044225 200 550	G20 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044232 200 550	G20 x 32 mm	25 pz.	4 unità
02 044245 200 550	G20 x 45 mm	25 pz.	4 unità
02 044225 180 550	G18 x 25 mm	25 pz.	4 unità
02 044232 180 550	G18 x 32 mm	25 pz.	4 unità
02 044245 180 550	G18 x 45 mm	25 pz.	4 unità

CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA - A DUE VIE CON RUBINETTO



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044319 240 550	G24 x 19 mm	20 pz.	4 unità
02 044319 220 550	G22 x 19 mm	20 pz.	4 unità
02 044325 220 550	G22 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044325 200 550	G20 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044332 200 550	G20 x 32 mm	20 pz.	4 unità
02 044345 200 550	G20 x 45 mm	20 pz.	4 unità
02 044325 180 550	G18 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044332 180 550	G18 x 32 mm	20 pz.	4 unità
02 044345 180 550	G18 x 45 mm	20 pz.	4 unità

CATETERE INTRAVENOSO DI SICUREZZA A DUE VIE CON RUBINETTO E VALVOLA NEEDLELESS



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA
02 044419 240 550	G24 x 19 mm	20 pz.	4 unità
02 044419 220 550	G22 x 19 mm	20 pz.	4 unità
02 044425 220 550	G22 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044425 200 550	G20 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044432 200 550	G20 x 32 mm	20 pz.	4 unità
02 044445 200 550	G20 x 45 mm	20 pz.	4 unità
02 044425 180 550	G18 x 25 mm	20 pz.	4 unità
02 044432 180 550	G18 x 32 mm	20 pz.	4 unità
02 044445 180 550	G18 x 45 mm	20 pz.	4 unità

Siringhe con ago staccabile

TURBERCOLINA E INSULINA

Siringhe sterili monouso, senza pirogeni, non tossiche. Guarnizione in gomma a triplo contatto e dispositivo di arresto per impedire perdite accidentali durante l'aspirazione. Cilindro e stantuffo a elevata trasparenza con scala graduata facile da leggere.

Utilizzo: iniezioni o prelievo di materiale biologico, in base all'ago scelto.

CODICE	CAPACITÀ	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 071260 300 320	1 ml	G26 x 1/2	100 pz.	8 unità
02 071270 300 320	1 ml	G27 x 1/2	100 pz.	8 unità

CODICE	CAPACITÀ	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
02 071250 300 350	1 ml - U100	G25 x 5/8	100 pz.	8 unità
02 071260 300 350	1 ml - U100	G26 x 1/2	100 pz.	8 unità
02 071270 300 350	1 ml - U100	G27 x 1/2	100 pz.	8 unità



	CODICE	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
2,5 ML CENTRALE	02 073120 090 300	G22 x 1 1/4	100 pz.	8 unità
	02 073160 090 300	G23 x 1	100 pz.	8 unità
	02 073460 090 300	G21 x 1 1/2	100 pz.	8 unità

	CODICE	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
5 ML CENTRALE	02 075120 300 300	G22 x 1 1/4	100 pz.	8 unità
	02 075160 300 300	G23 x 1	100 pz.	8 unità
	02 075140 300 300	G23 x 1 1/4	100 pz.	8 unità
	02 075460 300 300	G21 x 1 1/2	100 pz.	8 unità

	CODICE	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
10 ML CENTRALE	02 076120 090 300	G22 x 1 1/4	100 pz.	6 unità
	02 076460 090 300	G21 x 1 1/2	100 pz.	6 unità
	02 076010 090 300	G20 x 1 1/2	100 pz.	6 unità

	CODICE	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
10 ML ECCENTRICO	02 076460 090 310	G21 x 1 1/2	100 pz.	6 unità
	02 076010 090 310	G20 x 1 1/2	100 pz.	6 unità
	02 076510 090 310	G19 x 1 1/2	100 pz.	6 unità

	CODICE	MISURA AGO	DESCRIZIONE	UNITÀ
20 ML ECCENTRICO	02 077010 090 410	G20 x 1 1/2	100 pz.	4 unità
	02 077460 090 410	G21 x 1 1/2	100 pz.	4 unità
	02 077510 090 410	G19 x 1 1/2	100 pz.	4 unità
	02 077520 090 410	G18 x 1 1/2	100 pz.	4 unità



MADE IN ITALY



Siringhe senza ago standard

Siringhe sterili monouso, senza pirogeni, non tossiche. Guarnizione in gomma a triplo contatto e dispositivo di arresto per impedire perdite accidentali durante l'aspirazione. Cilindro e stantuffo a elevata trasparenza con scala graduata facile da leggere.

Utilizzo: iniezioni o prelievo di materiale biologico, in base all'ago scelto.

TIPOLOGIE DI CONI DISPONIBILI

LUER CENTRALE



È l'attacco più comune. L'ago viene inserito esercitando una pressione e una leggera rotazione in senso orario.

LUER ECCENTRICO



La connessione è la stessa dell'attacco luer centrale ma è posizionata lateralmente.

LUER LOCK




Rispetto al cono luer, il cono Luer Lock presenta una filettatura in cui si avvita l'ago.

CATETERE



Consente di collegare la siringa a un catetere.

LUER CENTRALE O ACCENTRICO



CODICE	CAPACITÀ	CONO	UNITÀ	SCATOLA
02 071000 090 520	1 ml	centrale	160 pz.	10 unità
02 071000 090 500	1 ml	centrale	160 pz.	10 unità
02 073000 910 300	2,5 ml	centrale	130 pz.	10 unità
02 075000 090 300	5 ml	centrale	100 pz.	10 unità
02 076000 300 300	10 ml	centrale	100 pz.	10 unità
02 076000 300 310	10 ml	eccentrico	100 pz.	10 unità
02 077000 090 410	20 ml	eccentrico	100 pz.	6 unità
02 078000 090 510	30 ml	eccentrico	50 pz.	5 unità
02 079000 090 510	50 ml	eccentrico	50 pz.	6 unità

GRANDE VOLUME



CODICE	CAPACITÀ	CONO	UNITÀ	SCATOLA
02 079003 090 500	50 ml	catetere	50 pz.	6 unità
02 079007 090 300	100 ml	catetere con adattatore luer	25 pz.	4 unità

SIRINGHE LUER LOCK



CODICE	CAPACITÀ	CONO	UNITÀ	SCATOLA
02 073000 090 400	2,5 ml	luer lock	100 pz.	10 unità
02 075000 090 500	5 ml	luer lock	100 pz.	10 unità
02 076000 300 500	10 ml	luer lock	100 pz.	10 unità
02 077000 090 500	20 ml	luer lock	100 pz.	6 unità

LUER LOCK PER POMPE DA INFUSIONE




CODICE	CAPACITÀ	CONO	UNITÀ	SCATOLA
02 078002 090 500	30 ml	Luer Lock	50 pz.	4 unità
02 079002 090 500	50 ml	Luer Lock	50 pz.	6 unità
02 079002 290 500	50 ml	Luer Lock Ambrata	50 pz.	6 unità



Aghi Ipodermici

Ago sterile, monouso, in blister singolo "Peel-Pack" con Luer Lock. Parete ultrasottile e trattamento anti-atrito. Triplice affilatura con trattamento "anti-coring". Codice colore internazionale.

Indicazioni d'uso: Terapia iniettiva per via intradermica-sottocutanea-intramuscolare-intravenosa-intra articolare-prelievo di materiale biologico in relazione alla misura scelta.



CODICE	MISURA AGO	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 070520 300 800	G18 x 1 1/2" 1,20 x 40 mm	100 pz
02 070360 300 800	G19 x 1 1,10 x 25 mm	100 pz
02 070510 300 800	G19 x 1 1/2" 1,10 x 40 mm	100 pz
02 070340 300 800	G20 x 1 0,90 x 25 mm	100 pz
02 070010 300 800	G20 x 1 1/2" 0,90 x 40 mm	100 pz
02 070330 300 800	G21 x 1 0,80 x 25 mm	100 pz
02 070460 300 800	G21 x 1 1/2" 0,80 x 40 mm	100 pz
02 070120 300 800	G22 x 1 1/4" 0,70 x 30 mm	100 pz



CODICE	MISURA AGO	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 070470 300 800	G22 x 1 1/2" 0,70 x 40 mm	100 pz
02 070160 300 800	G23 x 1" 0,60 x 25 mm	100 pz
02 070140 300 800	G23 x 1 1/4" 0,60 x 30 mm	100 pz
02 070250 300 800	G25 x 5/8" 0,50 x 16 mm	100 pz
02 070260 300 800	G26 x 1/2" 0,45 x 13 mm	100 pz
02 070270 300 800	G27 x 1/2" 0,40 x 13 mm	100 pz
02 070300 300 800	G30 x 1/2" 0,30 x 13 mm	100 pz



MADE IN ITALY




Mesoterapia

Ago sterile, monouso, in blister singolo "Peel-Pack" cono Luer Lock.

Parete sottile e trattamento silconico anti-atrito.

Indicazioni d'uso: Per iniezioni intradermiche, in particolare nei trattamenti di Mesoterapia e microiniezioni.



CODICE	MISURA AGO	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 070994 300 800	G27x1/2" 0,40 x 4 mm	100 pz
02 070996 300 800	G27x1/2" 0,40 x 6 mm	100 pz

Mirage Microperfusori

Aghi a farfalla sterile, monouso, in blister singolo "Peel Pack". Cono Luer Lock.

Ago a triplice affilatura e trattamento silconico anti-atrito. Codice colore internazionale. Tubo 300 mm.

Utilizzo: accesso venoso periferico a scopo terapeutico, prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico.



CODICE	MISURA AGO	UNITÀ DI CONFEZIONE
02 044019 030 010	G19 1,10 mm	100 pz
02 044020 030 010	G20 0,90 mm	100 pz
02 044021 030 010	G21 0,80 mm	100 pz
02 044022 030 010	G22 0,70 mm	100 pz
02 044023 030 010	G23 0,60 mm	100 pz
02 044025 030 010	G25 0,50 mm	100 pz



VenoGliss Microperfusori


Ago microperfusore sterile, monouso, in blister singolo "Peel-Pack", cono rigido Luer Lock.

Ago a triplice affilatura e trattamento silconico anti-atrito.

Codice colore internazionale.

Tubo di dimensioni ottimali per un volume residuo calibrato.

Indicazioni d'uso: Accesso venoso periferico a scopo terapeutico, prelievo di materiale biologico a scopo diagnostico.



CODICE	TUBO	MISURA AGO	UNITÀ
02 043826 600 010	600 mm	G25 short 0,50 x 10 mm ●	100 pz.
02 043825 600 010	600 mm	G25 0,50 x 20 mm ●	100 pz.
02 043826 900 010	900 mm	G25 short 0,50 x 10 mm ●	100 pz.
02 043825 900 010	900 mm	G25 0,50 x 20 mm ●	100 pz.
02 043828 600 010	600 mm	G27 short 0,40 x 10 mm ●	100 pz.
02 043827 600 010	600 mm	G27 0,40 x 20 mm ●	100 pz.
02 043828 900 010	900 mm	G27 short 0,40 x 10 mm ●	100 pz.
02 043827 900 010	900 mm	G27 0,40 x 20 mm ●	100 pz.




Neo Venopic 1

AGHI CANNULA MONOVIA

Ago-cannula monovia, sterile, monouso, in blister singolo "Peel-Pack", con cono Luer Lock. Affilatura tipo Back Bevel, catetere radiopaco in FEP con rastrematura a doppia conicità. Codice colore internazionale.

Indicazioni d'uso:

Procedure endovenose periferiche a scopo terapeutico e diagnostico.



CODICE	FLUSSO	MISURA AGO	UNITÀ
02 044014 140 000	305 ml/min	G14 x 45 mm ●	100 pz.
02 044014 160 000	200 ml/min	G16 x 45 mm ●	100 pz.
02 044014 180 000	95 ml/min	G18 x 45 mm ●	100 pz.
02 044014 200 000	65 ml/min	G20 x 32 mm ●	100 pz.
02 044014 220 000	36 ml/min	G22 x 25 mm ●	100 pz.
02 044072 240 000	29 ml/min	G24 x 19 mm ●	100 pz.

**MADE IN ITALY**

Neo Venopic 2


AGHI CANNULA DOPPIAVIA

Ago-cannula a due vie, sterile, monouso, in blister singolo "Peel-Pack", con cono Luer Lock. Affilatura tipo Back Bevel, catetere radiopaco con rastrematura a doppia conicità.

Seconda via d'accesso con valvola anti-riflusso e cappuccio protettivo.

Codice colore internazionale.

Indicazioni d'uso: Procedure endovenose periferiche a scopo terapeutico e diagnostico.



CODICE	MISURA AGO	TIPOLOGIA	FLUSSO	UNITÀ	SCATOLA
02 044070 140 000	G14 x 45 mm ●	fep	290 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044070 160 000	G16 x 45 mm ●	fep	225 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044070 180 000	G18 x 45 mm ●	fep	96 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044070 200 000	G20 x 32 mm ●	fep	59 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044070 220 000	G22 x 25 mm ●	fep	42 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044070 240 000	G24 x 19 mm ●	fep	29 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 140 000	G14 x 45 mm ●	pur	290 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 160 000	G16 x 45 mm ●	pur	225 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 180 000	G18 x 45 mm ●	pur	96 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 200 000	G20 x 32 mm ●	pur	59 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 220 000	G22 x 25 mm ●	pur	42 ml/min	50 pz.	10 unità
02 044071 240 000	G24 x 19 mm ●	pur	29 ml/min	50 pz.	10 unità



Aghi spinali quincke

Ago sterile con punta atraumatica Quincke per garantire la chiusura immediata del punto di iniezione e ridurre la perdita di L.C.R. (liquido cefalo rachidiano). Sterile monouso, apirogeno, atossico.



CODICE	MANOMETRO	MM	UNITÀ	SCATOLA
02 044018 300 000	18x3"	1,20X75 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044018 400 000	18x3 ½"	1,20X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044019 400 000	19x3 ½"	1,10X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044020 300 000	20x3"	0,90X75 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044020 400 000	20x3 ½"	0,90X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044021 400 000	21x3 ½"	0,80X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044022 300 000	22x3'	0,70X75 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044022 200 000	22x1 ½"	0,70X40 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044022 400 000	22x3 ½"	0,70X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044023 300 000	23x3"	0,60X75 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044023 400 000	23x3 ½"	0,60X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044025 300 000	25x3"	0,50X75 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044025 400 000	25x3 ½"	0,50X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044026 400 000	26x3 ½"	0,45X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044027 400 000	27x3 ½"	0,40X90 ●	30 pezzi	600 pezzi



Aghi spinali whitacre

Ago sterile con punta atraumatica whitacre priva di bordi taglienti: separa e non seziona le fibre. Sterile monouso, apirogeno, atossico.



CODICE	MANOMETRO	MM	UNITÀ	SCATOLA
02 044093 220 190	22x3 ½"	0,70X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044093 240 210	24x3 ½"	0,55X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044093 250 210	25x3 ½"	0,50X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044093 270 240	27x3 ½"	0,40X90 ●	30 pezzi	600 pezzi
02 044093 290 240	29x3 ½"	0,33X90 ●	30 pezzi	600 pezzi

02.000000.000.000

115530.ZZ.1



PIKDARE S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 10
22070 Casnate con Bernate (CO) - Italy
Telefono +39 031 7297111
Fax +39 031 7297100
www.pikdare.com - www.picsolution.com



È facile con Pic!