

Urine Analyzer

Analizzatore compatto di urine

Parametri Testati

Urobilinogeno	
Bilirubina	
Chetoni	
Creatinina	
Sangue	
Proteine	
Microalbumina	
Nitriti	
Leucociti	
Glucosio	
Peso Specifico	
pH	
Acido Ascorbico	
Calcio	



Caratteristiche Tecniche

- Memoria: 1000 risultati
- Batteria ricaricabile
- Stampante opzionale
- Dimensioni: 111x69x28 mm
- Peso: 172 g

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
STRIP	Urine test strip - strisce per urina	50
HCU002	Urine Analyzer - Analizzatore per urina	-

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona
 Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481
 Email: info@minias.it