

CARDIOLINE

Every single beat.



Walk Free

Registratore Holter ECG "patch"
senza cavi a 3 canali

- Registratore senza cavi a 3 canali (derivazioni I, II, III)
- Discreto grazie alle piccole dimensioni e alla sua compattezza; peso ridotto al di sotto dei 30g
- Applicazione elettrodi standard
- Controllo qualità dell'ECG in tempo reale via Bluetooth
- Registrazione fino a 9 giorni con una batteria





Walk Free

Specifiche tecniche

Derivazioni ECG	3 derivazioni: I, II, III
Risoluzione ADC	16 bit / 2,5 mV LSB
Frequenza di campionamento	250 campioni/secondo
Banda passante	0.05 – 70 Hz
Durata registrazione	fino a 9 giorni con una batteria
Trasferimento dati	Bluetooth (4.0) e USB
Normative	93/42/EEC, EN 60601-1: Apparecchiature elettromedicali; protetto da defibrillatore
Classificazione prodotto CE	Classe IIa
Protezione da liquidi e polvere	IP54B
Alimentazione	Batteria singola AAAA
Dimensioni	71,5 x 46 x 14,7 mm
Peso	30 g

