



*CATALOGO*  

---

*LETTI*

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  <b>LETTO DA VISITA - LINEA VISIT TOP</b>       | <b>Pagina 1 - 2</b>   |
|  <b>LETTO DA VISITA - LINEA VISIT WALNUT</b>    | <b>Pagina 3 - 4</b>   |
|  <b>LETTO DA VISITA - LINEA VISIT FISIO</b>     | <b>Pagina 5 - 6</b>   |
|  <b>LETTO DA VISITA - LINEA VISIT GU</b>       | <b>Pagina 7 - 8</b>   |
|  <b>ACCESSORI E SGABELLI</b>                  | <b>Pagina 9 - 10</b>  |
|  <b>BEDS WITH TROLLEY PAGE</b>                | <b>Pagina 11 - 12</b> |
|  <b>RIVESTIMENTO CUSCINI - TABELLA COLORI</b> | <b>Pagina 13 - 14</b> |

# Letto da visita Linea VISIT TOP



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Letto ad uno snodo e due sezioni per visita e massaggi VISIT TOP Cod. LVTS

Solida struttura in tubolari d'acciaio verniciato bianco bucciato, 30x30mm spessore 3 mm, Schienale reclinabile fino a 70°, Verniciatura realizzata a forno 200°C con vernice antigraffio con polveri in epossipoliestere.

Presente in tre diverse larghezze: 58cm - 62cm - 70cm,  
con solo schienale regolabile o con schienale e base regolabile


Rivestimento in Skay con imbottitura spessore 6cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta. - Consegna in KIT di Montaggio

Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099)

Optional: **AC410B** Portarotolo Bianco per carta da 60cm

**AC411** Foro di respirazione con tappo

# Letto da visita Linea VISIT TOP



| CODICE      | SPESS.<br>CUSCINO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | MOVIMENTI                         |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| LVTS58      | 6                 | 58        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>REGOLABILE           |
| LVTS62      | 6                 | 62        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>REGOLABILE           |
| LVTS70      | 6                 | 70        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>REGOLABILE           |
| LVTSB58     | 6                 | 58        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>E BASE<br>REGOLABILE |
| LVTSB62     | 6                 | 62        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>E BASE<br>REGOLABILE |
| LVTSB70     | 6                 | 70        | 185       | 72      | SCHIENALE<br>E BASE<br>REGOLABILE |
| RIFERIMENTO | D                 | TW        | WS        | YT      |                                   |
|             | Cm                | Cm        | Cm        | Cm      |                                   |

# Letto da visita Linea VISIT WALNUT



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Letto struttura in legno ad uno snodo e due sezioni modello VISIT WALNUT Cod. LVNS

Solida struttura in legno tinta noce con piedi a sezione quadrata 7 x 7 cm, Schienale regolabile

Disponibile in due versioni larghezza 62cm e 70 cm

Rivestimento in Skay con imbottitura spessore 6cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta - Consegna in KIT di Montaggio


Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE

Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099)

Optional: **AC410B** Portarotolo Bianco per carta da 60 cm

**AC411** Foro di respirazione con tappo

# Letto da visita Linea VISIT WALNUT



| CODICE      | SPESS.<br>CUSCINO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | MOVIMENTI                         |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| LVNS62      | 6                 | 62        | 185       | 75      | SCHIENALE<br>REGOLABILE           |
| LVNS70      | 6                 | 70        | 185       | 75      | SCHIENALE<br>REGOLABILE           |
| LVNSB62     | 6                 | 62        | 185       | 75      | SCHIENALE<br>E BASE<br>REGOLABILE |
| LVNSB70     | 6                 | 70        | 185       | 75      | SCHIENALE<br>E BASE<br>REGOLABILE |
| RIFERIMENTO | D                 | TW        | WS        | YT      |                                   |
|             | Cm                | Cm        | Cm        | Cm      |                                   |

# Letto da visita Linea VISIT FISIO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Letto struttura in legno ad uno snodo e due sezioni modello Modello VISIT FISIO Cod. LVFS70

Solida struttura in legno con schienale regolabile

Disponibile in unica versione Larghezza 70 cm

Rivestimento in Skay con imbottitura spessore 6cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta - Consegna in KIT di Montaggio


Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE

Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099)

Optional: **AC410B** Portarotolo Bianco per carta da 60 cm

**AC411** Foro di respirazione con tappo

# Letto da visita Linea VISIT FISIO



| CODICE      | SPESS.<br>CUSCINO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | MOVIMENTI               |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| LVFS70      | 6                 | 70        | 185       | 75      | SCHIENALE<br>REGOLABILE |
| RIFERIMENTO | D                 | TW        | WS        | YT      |                         |
|             | Cm                | Cm        | Cm        | Cm      |                         |

# Letto da visita Linea VISIT GU



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Letto a due snodi e tre sezioni per visita, ginecologia, colposcopia, urologia

Modello VISIT GU Cod. LVGU62


Solida struttura in tubolari d'acciaio verniciato bianco bucciato, 40x30mm spessore 3 mm, Schienale e gambale regolabile

Rivestimento in Skay con imbottitura spessore 6 cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta.

Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099)

- Optional:
- AC410B** Portarotolo Bianco per carta da 60cm
  - AC431** Piano appoggio in laminato bianco
  - AC601** Reggi cosce anatomici girevoli e regolabili in altezza (Coppia)
  - AC601SF** Reggi cosce a snodo sferico con bloccaggio mobile (Coppia)
  - AC621** Seduta inclinabile per colposcopia
  - AC631** Vaschetta in acciaio inox 4Lt

# Letto da visita Linea VISIT GU



| CODICE      | SPESS.<br>CUSCINO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | MOVIMENTI                            |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| LVGU62      | 6                 | 62        | 176       | 78      | SCHIENALE<br>E GAMBALE<br>REGOLABILE |
| RIFERIMENTO | D                 | TW        | WS        |         |                                      |
|             | Cm                | Cm        | Cm        | Cm      |                                      |

# ACCESSORI E SGABELLI



AC700/22



AC411

AC410B



AC718/R



AC721/R



# ACCESSORI E SGABELLI

## **COD. AC700/22**

Predellino di sicurezza ad un gradino per agevolare la salita e discesa del paziente  
struttura in acciaio verniciato a sezione quadra 30x30 mm spess.3 mm Piano mis. 40x30  
cm Rivestito in gomma antiscivolo con bordatura Altezza 22 cm - Lunghezza 40 cm -  
Altezza 22 cm - Larghezza 30 cm - Portata Max 200 Kg

## **COD. AC411**

Foro di respirazione con tappo

## **COD. AC410**

Porta rotolo per carta da 60cm

## **COD. AC718/R**

Sgabello Girevole seduta tonda con anello poggiapiedi e alzata mediante molla a gas  
azionabile con manovella, Base a cinque razze su ruote (disponibile anche su piedini)  
Rivestimento in Sky Lavabile con possibilità di realizzazione con stesso tessuto e tinta del  
letto

## **COD. AC718/R**

Sgabello Girevole seduta e schienale con anello poggiapiedi e alzata mediante molla  
a gas azionabile con manovella, Base a cinque razze su ruote (disponibile anche su  
piedini) Rivestimento in Sky Lavabile con possibilità di realizzazione con stesso tessuto e  
tinta del letto

# Beds With Trolley Page




# Beds With Trolley Page




# Rivestimento Cuscini

## Serie KAPPA




0500P



1022P




0600P



1094P



1032P




1034P



1098P




1036P



0396P




0084P




1000P



0206P



1042P



1027P



0280P




1029P

# Rivestimento Cuscini


## Serie PALMA



0420P




1083P




1090P




1025P




1096P



0900P




1099P




1043P




2332K



2328K



2806K



2714K




2269K



2268K



2272K



2309K