

®
GARMED

VISIT FISIO



Letto struttura in legno ad uno snodo e due sezioni modello Modello VISIT FISIO.

Solida struttura in legno con schienale regolabile.

Disponibile in unica versione Larghezza 70 cm. Fornito con portarotolo.

Rivestimento in Skay con imbottitura spessore 6cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta.

Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE.

Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099).

Garmed s.r.l.

Trav. Seconda C.da Lagani, 27 – 89134 Reggio Calabria

P.Iva IT03228860809 C.F. 03228860809

E-mail info@garmed.it

®
GARMED

VISIT TOP



Letto ad uno snodo e due sezioni per visita e massaggi VISIT TOP

Solida struttura in tubolari d'acciaio verniciato bianco bucciato, 30x30mm spessore 3 mm.

Schienale reclinabile fino a 70°, verniciatura realizzata a forno 200°C con vernice antigraffio con polveri in epossipoliestere. Disponibile in due versioni larghezza 62cm e 70 cm. Fornito con portarotolo.

Rivestimento in Skai con imbottitura spessore 6cm indeformabile, ad alta densità uso medico, realizzata con materiale lavabile e sanificabile con detergenti e disinfettanti. Possibile realizzare cuscinerie in materiale ignifugo autoestinguente su richiesta.

Dispositivo conforme alle Direttive Internazionali Vigenti in materia di Sicurezza ed in particolare alla normativa 93/42/CEE relativa alla marcatura CE.

Registrazione presso Ministero della Salute classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND Z129099).

Garmed s.r.l.

Trav. Seconda C.da Lagani, 27 – 89134 Reggio Calabria

P.Iva IT03228860809 C.F. 03228860809

E-mail info@garmed.it