



HEALTH ON CLICK<sup>®</sup>  
by **GARMED**



## TOUCHECG SYSTEM

HD+ è la nostra unità di acquisizione elettrocardiografica a 12 derivazioni (+ 3 Frank).

Funziona con tecnologia Bluetooth in modo wireless oppure con cavo USB. L'acquisitore è leggero e comodo da utilizzare.

Il sistema non solo assicura un'ottima qualità del segnale ma soddisfa anche gli standard ECG (AAMI e AHA) più stringenti.

Con touchECG System, sono garantite oltre 10 ore di funzionamento o più di 500 ECG grazie a circuiti a basso consumo.

## CLICKHOLTER

Registratore ECG Holter di nuova generazione, che permette di registrare 3 canali ECG con cavo paziente a 5 o 7 fili e fino a 48 ore, con frequenza di campionamento a 250 campioni/secondo.

Fino ad 1 settimana e 500 campioni/secondo con la configurazione 7 giorni. L'interfaccia utente è semplice ed intuitiva. Un display TFT da 2.2" a colori permette di visualizzare fino a 3 tracce contemporaneamente, consentendo al medico di verificare la buona qualità del segnale prima di avviare la registrazione.

Un joystick a 4 direzioni più pressione permettono di navigare agevolmente nel menù e di configurare il dispositivo, inoltre peso e dimensioni del registratore sono contenuti per migliorare il comfort del paziente.



## PNEUMOS 500

è uno spirometro portatile in grado di misurare i più importanti parametri funzionali respiratori quali FVC, VC, MVV.

Compatto e leggero (pesa solo 300 g), pneumos500 è dotato di un ampio display a colori di 3,3" con interfaccia utente touch-screen sul quale possono essere visualizzati i dati del paziente e gli esami.

Per rendere più intuitivo l'utilizzo del dispositivo, un video tutorial sul display spiega in dettaglio le procedure da seguire. Il sistema di misura a ultrasuoni con tecnologia brevettata IDEGEN non ha parti meccaniche in movimento e rende lo strumento particolarmente affidabile. Il brevetto IDEGEN si avvale di 3 sensori a ultrasuoni che sono in grado di misurare la direzione ed il flusso d'aria con estrema accuratezza e senza alcun tempo di latenza, tipico dei sistemi a turbina.



## WALK FREE

Walk Free è un registratore holter ECG "patch" di nuova concezione, senza cavi, a 3 canali (derivazioni I, II, III).

Grazie a dimensioni e peso ridotti (30g), consente al paziente massimo confort e piena libertà di movimento. L'applicazione è molto semplice e si effettua tramite 3 elettrodi standard direttamente sul torace (patch) del paziente. Walk Free effettua registrazioni di esami fino a 9 giorni con una sola batteria e ha una frequenza di campionamento di 250 campioni/secondo.

## WALK 200b

Walk200b è un holter pressorio progettato per l'esecuzione di prove di monitoraggio ambulatoriali di oltre 24 ore (test Holter) per il controllo delle funzioni cardiache e/o per la diagnosi dello stato di salute del paziente.

Esegue misurazioni della durata di oltre 24 ore. Misura i valori della pressione arteriosa non invasiva (NiBP), conserva i dati acquisiti e li trasferisce ad un computer per l'analisi.

Walk200b è dotato di display LCD per la visualizzazione dei valori misurati e dei messaggi di servizio, connettività evoluta verso il PC basata su tecnologia bluetooth standard ed un algoritmo auto adattante per il controllo del gonfiaggio del bracciale.

Walk200b dispone della funzione di event marker e di inizio/fine periodi di veglia e sonno.



# SISTEMA POINT OF CARE PER EMOCROMO

SEMPLICE, VELOCE E AFFIDABILE

## WBC ANALYZER

Analizzatore per la quantificazione dei leucociti totali e la formula leucocitaria:

Linfociti, Monociti, Basofili, Eosinofili, Neutrofili

Sistema ad alta tecnologia basato sulla digitalizzazione e analisi d'immagine microscopica



## HEMOGLOBIN ANALYZER

Analizzatore per la quantificazione dell'Emoglobina Totale e dell'Ematocrito  
Principio Spettrofotometrico



## COMPASS 2000

Analizzatore biochimico quantitativo compatto, con batteria ricaricabile e stampante BT esterna.

### Test disponibili:

Lipidi + Glucosio - **TC-TG-HDL-GLU**

Funzionalità Renale - **UREA-CREA-UA**

Funzionalità Epatica - **ALT-AST-ALB**

Screening Malattie Metaboliche - **TC-UA-GLU**

Screening Donatori - **HB-ALT**



## FINECARE METER PLUS

Analizzatore a immunofluorescenza quantitativo POCT.

### Test disponibili:

Infiammazione - **CRP**

Diabete - **HbA1c e Microalbumina**

Gravidanza -  **$\beta$ -HCG**

Tiroide - **TSH, T3, T4, FT3, FT4**

Prostata - **PSA e PSA Libero**

Sangue occulto - **Fob**

e altro ancora





## V-CHEK


Diabete: HbA1c  
Stati Infiammatori: CRP  
Tiroide: TSH, T3, T4, FT3, FT4  
Fertilità: Beta HCG  
PCT  
D Dimero  
Vitamina D  
FSH/LH/PPROGESTERONE

## URINE ANALYZER

Analizzatore compatto di urine.

Parametri testati:

Urobilinogeno  
Bilirubina  
Chetoni  
Creatinina  
Sangue  
Proteine  
Microalbumina  
Nitriti  
Leucociti  
Glucosio  
Peso specifico  
PH  
Acido ascorbico  
Calcio





## MICROINR

Dispositivo medico diagnostico in vitro, destinato al monitoraggio della terapia anticoagulante orale (OAT) con farmaci antagonisti della **vitamina K**.

## VERY-Q MULTI

Strumento all-in-one per la misurazione di:

Profilo lipidico  
Colesterolo Totale  
Trigliceridi  
HDL e LDL  
Glucosio  
Emoglobina



## SOYMED RFM-101

Sistema di analisi per funzionalità renale

Test tre in uno per:  
**Creatinina, Acido urico e Urea**

Test unico per: **Creatinina**

Solo **35µL** di campione di sangue prelevato dal polpastrello, 5 minuti per ottenere i risultati.



LedWall - Display vetrine



Bacheca Farma Turno Led



Croce Led fullcolor HD




Defibrillatore



COMPASS 3000



Misuratore di pressione professionale



Cassettiera VIOLA



Bilancia



Frigoriferi



Elettrodo ECG, Holter Cardiac



Lettino visit FISIO



Lettino visit TOP



Carrello con ripiano



Carrello con cestello







**EXTRAPHARM**  
software di refertazione



Trav. Seconda C.da Lagani, 27 - Reggio Calabria  
Tel. 0965.636050 | Fax 0965.1871010  
[www.garmed.it](http://www.garmed.it) | [info@garmed.it](mailto:info@garmed.it)